



Kompleksowe rozwiązania higieniczne

Niezawodne rozwiązania dla sektora farmaceutycznego i kosmetycznego

Diversey



ClearKlens



Gama produktów ClearKlens®

Niezawodne i kompleksowe rozwiązania higieniczne dla sektora farmaceutycznego i kosmetycznego.

Skuteczna ochrona mikrobiologiczna produkcji.

Od sterylnych środków do dezynfekcji po systemy mycia CIP, rozwiązania ClearKlens zapewniają niezawodne efekty mycia.

Kompleksowa oferta rozwiązań higienicznych ClearKlens, opracowana z myślą o specyficznych potrzebach zakładów produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym i kosmetycznym, pozwala skutecznie chronić integralność produkcji.

ClearKlens - gwarancja pełnej kontroli

- ClearKlens – preparaty niesterylne
 - Mycie CIP (Cleaning In Place)
 - Mycie OPC (Open Plant Cleaning)
- ClearKlens - preparaty sterylne
- Rozwiązania techniczne
- Higiena osobista
- Szkolenia



Kompleksowa oferta odpowiadająca wszystkim potrzebom w zakresie mycia i higieny

Diversey jest rzetelnym partnerem, któremu możesz w pełni powierzyć pieczę nad wszystkimi swoimi potrzebami związanymi z myciem i higieną. Nasz zespół zadba o to, aby Twoje programy higieny osiągnęły światowy poziom, jednocześnie trzymając wydatki w ryzach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozwiązań dla higieny osobistej, programów sanizacyjnych do obszarów wymagających szczególnej ochrony, programów myjących dla każdego typu sprzętu lub powierzchni, maszyn do mycia podłóg, czy też inne potrzeby w obszarze utrzymania czystości, mamy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Partnerska współpraca z naszymi klientami w rozwiązywaniu problemów związanych z higieną

Stworzyliśmy wiele pionierskich aplikacji dla przemysłu farmaceutycznego, w tym dla obszarów zanieczyszczonych pozostałościami API, szeroką gamę produktów CIP, programy optymalizacyjne dla CIP, rotacyjne programy dezynfekcji powierzchni z szerokim spektrum środków chemicznych, zoptymalizowane opakowania do sterylnych środków dezynfekcyjnych i myjących i wiele innych. Jesteśmy zawsze gotowi do współpracy z naszymi klientami w rozwiązywaniu konkretnych problemów w obszarze mycia i higieny oraz do opracowania solidnych rozwiązań, które sprostają wyzwaniom i zapewnią bezpieczną produkcję.



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Sterylny detergent i preparaty do dezynfekcji powierzchni.

Detergenty i preparaty do dezynfekcji CIP. Optymalizacja inżynierska.

Wskazanie najbardziej odpowiedniego detergentu: DSP.




Kluczowe cechy

Asortyment produktów ClearKlens zapewnia sukces procesu walidacji:



Zgodność z rozporządzeniem o produktach biobójczych (BPR)

Rozporządzenie o produktach biobójczych (BPR) wymaga rejestracji produktów biobójczych w Unii Europejskiej i staje się normą dla wszystkich państw członkowskich. Biorąc pod uwagę, że każda receptura wymaga znacznych inwestycji, możesz mieć pewność, że Diversey ClearKlens to pewne wsparcie dla sektora farmaceutycznego, oferujące szeroką gamę produktów dostosowaną do jego potrzeb.



Produkcja w kontrolowanym środowisku zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP)

Produkty ClearKlens są wytwarzane zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi (ISO 22716). Preparaty sterylne są produkowane w pomieszczeniach sterylnych, które spełniają takie same normy jak pomieszczenia sterylne, w których prowadzona jest produkcja wyrobów medycznych i kosmetycznych.



Testy pod kątem obowiązujących norm

Środki biobójcze ClearKlens są badane pod kątem zgodności z odpowiednimi normami w celu zapewnienia skuteczności w walce z bakteriami, grzybami i sporami. Pełne dane testowe są dostępne na życzenie.



Standardowe formuły chronione na całym świecie

Formuły produktów ClearKlens są wystandaryzowane i jednolite na całym świecie. Koncentrując się na nieustannym rozwoju, systematycznie ulepszamy nasze produkty, a w przypadku dokonywania zmian, informujemy o tym naszych partnerów z odpowiednio długim wyprzedzeniem.



Pełny pakiet dokumentacji technicznej

Dla produktów ClearKlens dostępny jest pełen pakiet stosownych dokumentów: certyfikat analizy, certyfikat napromieniowania, certyfikat sterylności, kopie danych testowych, dane TOC i LD50, metody HPLC do badania pozostałości, specyfikacje produkcyjne oraz specyfikacje procesu i opakowania w odpowiednim przypadku.



Integralność opakowań

Preparaty ClearKlens są pakowane w sterylnych warunkach, aby zapewnić integralność produktu. Nasze opakowania przeszły rygorystyczne testy w celu zapewnienia integralności produktu przed użyciem i w jego trakcie.

Sprawdzona efektywność

	Nazwa produktu	Bakteriobójczy		Grzybobójczy	Drożdżobójczy		Sporobójczy	Wirusobójczy
	Preparaty ClearKlens	EN 1276	EN 13697	EN 1650	EN 1650	EN 13697	EN 13704	EN 14476 (Poliovirus I Adenovirus)
Alkohole	CK IPA	✓	✓		✓	✓		
	CK DE	✓	✓		✓	✓		
Środki dezynfekcyjne do użytku codziennego	CK Tego 2000 SC	✓	✓		✓	✓		MVA*
	CK Tego 2000 SS/RTU	✓	✓		✓	✓		MVA*
	CK Cleansinald SC	✓	✓		✓	✓		
	CK Cleansinald RTU	✓	✓		✓	✓		
Środki sporobójcze	CK Bi-Spore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CK Oxifast	✓	✓		✓	✓	✓	✓
CIP	CK Mega HP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Wirus krowianki, modyfikowany szczep Ankara

Słowniczek norm

Metoda badań	Badany organizm	Czas działania produktu	Temperatura	Redukcja (lg)
EN 1276	Staphylococcus Aureus – Pseudomonas Aeruginosa – Enterococcus hirae – Escherichia coli	5 minut	20°C	≥ 5 log
EN 13697	Staphylococcus Aureus – Pseudomonas Aeruginosa – Enterococcus hirae – Escherichia coli	5 minut	20°C	≥ 4 log
EN 16615 (Maj 2015)	Staphylococcus Aureus – Pseudomonas Aeruginosa – Enterococcus hirae – Candida Albicans	1-5 minut	Pomiędzy 4-30°C	≥ 4 log drożdży / ≥ 5 log dla bakterii
EN 1650 + A1 (Czerwiec 2013)	Candida Albicans – Aspergillus brasiliensis	15 minut	20°C	≥ 4 log
EN 14476 + A1 (Październik 2017)	Poliovirus – Adenovirus – Norovirus i Parvovirus (tylko dla urządzeń)	Ręce: pomiędzy 30 sekund a 3 min. Powierzchnia: nie dłużej niż 5 min (dla powierzchni, z którymi mają kontakt pacjenci lub personel medyczny) lub nie dłużej niż 60 min (dla innych powierzchni).	Ręce: 20°C Powierzchnie: 4-30°C	≥ 4 log
EN 13704	Bacillus subtilis	60 minut	20°C	≥ 3 log

Mycie otwartych przestrzeni produkcyjnych (OPC)

Mycie powierzchni poziomych to nic trudnego, jednak mycie powierzchni pionowych i urządzeń niewyposażonych w układ CIP przy użyciu tradycyjnych metod to już wyzwanie. W związku z tym efekty są często niesatysfakcjonujące. Techniki mycia pianą/żelom przy średnim ciśnieniu oferowane przez Diversey dają szereg korzyści:

- Techniki mycia średniociśnieniowego ograniczają ryzyko rozpylania mikroorganizmów po obszarze zakładu,
- Zapewniają skuteczne mycie trudno dostępnych miejsc,
- Pozwalają na uzyskiwanie pożądaných efektów mycia, przy minimalnych nakładach pracy wykonywanej manualnie,
- Stosowane są preparaty bezpieczne dla środowiska i ludzi.

W ofercie Diversey znajdziesz produkty dostosowane do wszelkich potrzeb w zakresie mycia każdego rodzaju zabrudzeń i każdej powierzchni w Twoim zakładzie. Dzięki unikalnemu połączeniu produktów ręcznych/pianowych/żelowych, maszyn, usług, serwisu technicznego, szkoleń i systemów, nasze programy mycia otwartych przestrzeni produkcyjnych są szybkie, wydajne i proste.

Mycie API

API są zazwyczaj myte przy użyciu rozpuszczalników. Taka metoda jest kosztowna, czasochłonna, niebezpieczna dla środowiska i szkodliwa dla pracowników. Większość rozpuszczalników jest również łatwopalna, co sprawia, że czynności wykonywane manualnie w otwartej przestrzeni stają się jeszcze bardziej niebezpieczne.

Diversey wprowadza technologię mycia obszarów zanieczyszczonych pozostałościami API za pomocą wodnych detergentów. Nasze autorskie preparaty do mycia API zostały przetestowane na ponad 100 API, dzięki czemu uzyskujemy najlepsze efekty mycia przy użyciu bezpiecznej, wygodnej, szybkiej i przyjaznej dla środowiska technologii.

Mycie mieszadeł, zbiorników itp.

Opracowaliśmy produkty oraz systemy do mycia, dezodoryzacji i dezynfekcji urządzeń z myślą o zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych. Dzięki naszej gamie urządzeń mycie sprzętu niewyposażonego w układ CIP staje się bezpieczne i wygodne.

Maszyny do powlekania tabletek

Opracowaliśmy sprawdzone programy myjące do usuwania polimerów powlekających tabletki, w tym produktów marek Eudragit i HPMC.

Mycie substancji pomocniczych i preparatów proszkowych

Ścisłe współpracujemy z naszymi klientami, aby dobrać i opracować niestandardowe programy mycia dla różnych preparatów i substancji pomocniczych. Skontaktuj się z nami i opowiedz o problemach, z którymi zmagasz się w swoim zakładzie!.



Produkty te przeznaczone są do mycia i/lub dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu w pomieszczeniach sterylnych.

Wszystkie produkty są co najmniej podwójnie pakowane i posiadają pełną dokumentację, zapewniającą sprawny proces walidacji.



Produkcja w kontrolowanym środowisku zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP)



Bez endotoksyn



Zastrzeżone formuły



Integralność opakowań



Wspierane w ramach BPR



Pakiet dokumentacji technicznej



Testy pod kątem obowiązujących norm unijnych



Produkowane z użyciem WFI (wody iniekcyjnej)

Właściwości gamy produktów sterylnych:

- Przeznaczone do użycia w zakładach klasy 5
- Filtrowane do 0,2 µm
- Dwukrotnie lub trzykrotnie pakowane
- Poddane napromienianiu lub sterylnej filtracji
- Testowane pod kątem sterylności
- Dołączone certyfikaty analiz fizyko-chemicznych
- Dołączony certyfikat napromieniania
- Certyfikaty dostępne do pobrania na stronie www.clearklens.com

Wsparcie w zakresie walidacji:

- Specyfikacje fizyko-chemiczne
- Badanie odporności na korozję
- Wartości LD50 - ADE / PDE
- Opracowanie procedur mycia wraz z doбором odpowiednich stężeń
- Pełna dokumentacja

Detergenty o działaniu dezynfekcyjnym

Do codziennej dezynfekcji podłóg, powierzchni i sprzętu				
ClearKlens Tego 2000	7516427	Amfoteryczny środek do dezynfekcji o szerokim spektrum działania.		6 x 900 ml spray
	7516051	Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu.		4 x 5 L
	100961418	Dostępny w opakowaniach niesterylnych.		Koncentrat 50 x 50 ml
Do mycia i dezynfekcji podłóg, powierzchni i sprzętu				
ClearKlens Cleansinald	100848254	Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie alkiloamin i czwartorzędowych związków amoniowych (QUAT).		6 x 900 ml spray
	100848253	Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu. Dostępny w opakowaniach niesterylnych.		4 x 5 L
	7516429			Koncentrat 50 x 25 ml
	7513417			2 x 5 L
Do dezynfekcji podłóg i powierzchni, o działaniu sporobójczym				
ClearKlens Bi-Spore	7514852	Sporobójczy środek dezynfekcyjny o szybkim działaniu. Dwuskładnikowy system generuje 50 ppm dwutlenku chloru. • Neutralny zapach • Działanie sporobójcze w 5 minut (EN13704)		25 x (2 dawki)
	100852440	• Działanie wirusobójcze w 1 min (EN 14476: parvo, adeno, poliwirus) • Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu Dostępny w opakowaniach niesterylnych.		4 x 5 L
ClearKlens Oxifast	100934589	Gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie kwasu nadooctowego (700ppm). • Działanie sporobójcze w 5 minut (EN13704) • Działanie wirusobójcze w 1 min (EN 14476: parvo, adeno, polio i norowirus) Dostępny w opakowaniach niesterylnych.		8 x 1 L spray

Środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu 70%

IPA (alkohol izopropylowy) - Dezynfekcja narzędzi produkcyjnych, rękawic, powierzchni			
ClearKlens IPA 	Spray o pojemności 900 ml jest wyposażony w system bag-in-bottle, który zachowuje sterylność płynu przez 5,5 miesiąca od pierwszego użycia.  6 x 900 ml spray 101105063 4 x 5 L 101104903		
	ClearKlens IPA 5L pouch Worek jest wyposażony w spryskiwacz z elastyczną rurką o długości 1 metra. Zalety • Redukcja kosztów utylizacji odpadów o 80 % - płaskie opakowanie po użyciu. • Ergonomia: operator nie utrzymuje już ciężaru cieczy.  Pouch 2 x 5 L 101104891		
	ClearKlens IPA 250 ml Airless Spray Zalety • Znacząca redukcja kosztów utylizacji opakowań. • Ergonomia: operator aktywuje spray za pomocą nadgarstka lub dłoni.  12 x 0.25 L 100899521		
Dezynfekcja rękawic bez ryzyka skażenia krzyżowego			
Bezdotykowy dozownik ClearKlens	Bezdotykowy dozownik do preparatów sterylnych ClearKlens IPA. Zalety • Bezkontaktowa dezynfekcja rękawic. • Urządzenie z fotokomórką. • Regulowana dżo preparatu. • Autoklawowalna pompa (klasa A / B / C / D).  4400420		
ClearKlens IPA	10 x 1 L 101104905		
70% DE (denaturowany alkohol etylowy) - Dezynfekcja narzędzi produkcyjnych, rękawic, powierzchni			
ClearKlens DE	Spray o pojemności 900 ml jest wyposażony w system bag-in-bottle, który zachowuje sterylność płynu przez 5,5 miesiąca od pierwszego użycia.  6 x 900 ml spray 100862174 4 x 5 L 7516049		

Sterylny spryskiwacz ClearKlens

Nasza technologia sterylnego spryskiwacza w formie sprayu „Bag in Bottle” zachowuje sterylność w obszarze użytkowania przez 5,5 miesiąca.

Clearklens IPA Airless

250 ml Spray

- ✓ Ekskluzywny system airless.
- ✓ Brak podsysu przez głowicę rozpylającą.



Jak to działa?

Podczas pracy spryskiwacza powietrze jest zasysane do środka butelki przez zewnętrzny otwór, a worek kurczy się, gdy ciecz jest rozpraszana.

Dzięki temu ciśnienie powietrza wewnątrz butelki jest takie same jak ciśnienie na zewnątrz, co zapobiega przenikaniu potencjalnie zanieczyszczonego powietrza do produktu.

Butelka została zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii, z myślą o łatwym użytkowaniu, aby odciążyć operatora:

- Długi uchwyt spryskiwacza zmniejsza siłę nacisku,
- Łatwy do trzymania nawet w mokrych rękawicach.




**JAKOŚĆ
PRODUKTU**

- ✓ Hermetyczny składany worek.
- ✓ Ergonomiczna konstrukcja.
- ✓ Pełna kontrola sterylności - napełnianie worków bez cząsteczek obcych laminarnym strumieniem klasy A.




**EFEKTYWNOŚĆ
OPERACYJNA**

- ✓ Redukcja kosztów utylizacji odpadów o 80%.
- ✓ Brak pozostałości w butelce.



**EFEKTYWNOŚĆ
OPERACYJNA**

- ✓ Praca we wszystkich pozycjach.
- ✓ Równomierne rozpraszanie.



**WIZERUNEK
MARKI**

- ✓ Zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu.
- ✓ Alternatywa dla aluminiowych puszek.

Puszka z aerozolem 300 ml

Przeciętna ilość niewykorzystanego produktu = 12 ml
(Przetestowano 20 puszek)

Aerozol pod ciśnieniem nie pozwala na pełną ekstrakcję roztworu.



ClearKlens IPA Sterylny Pouch

Sterylny roztwór 70% IPA w składanym worku 5L znacznie zmniejsza ilość odpadów, zapewniając jednocześnie integralność produktu.

- Wysokiej jakości roztwór IPA przefiltrowany przez filtr 0,2 mikrona, posiadający certyfikaty farmaceutyczne zgodne z Europejską Farmakopeą.
- Całkowicie spłaszcza się po opróżnieniu, co znacznie obniża koszty utylizacji odpadów.
- Ekskluzywny system airless, chroniący zawartość worka podczas użytkowania. Worek składa się w trakcie użytkowania, dzięki czemu powietrze nie dostaje się do środka i nie może zanieczyścić jego zawartości.
- Większe bezpieczeństwo operatora - wbudowany spryskiwacz znajdujący się w odległości sięgającej do 1 m eliminuje ryzyko urazów na skutek chronicznego przeciążenia ramion (RSI), spowodowanego noszeniem ciężkiej tradycyjnej butli z aerozolem.
- Opakowanie wykonane w 100% z polietylenu nadającego się do recyklingu.
- Wygodne opakowanie, które można zawiesić na czas użytkowania.


ClearKlens Sterile IPA to powierzchniowy roztwór na bazie 70% alkoholu izopropylowego zmieszanego z 30% WFI. Opracowany specjalnie z myślą o powierzchniach twardych, sprzęcie i instrumentach w farmaceutycznych pomieszczeniach sterylnych klasy A i B.

- Preparat bezpośrednio gotowy do użycia (nie wymaga rozcieńczania).
- Niepienny.
- Nadaje się do stosowania w środowiskach wrażliwych na wilgoć.
- Łatwo odparowuje, bez pozostałości.



PEŁEN POUCH

15 użytych worków zajmuje tyle objętości co jeden 5L pojemnik



Dezynfekcja rękawic - bezdotykowy dozownik dla ClearKlens IPA

Wygodny dozownik, które łączy w sobie najwyższą funkcjonalność, niezawodność i trwałość. Potrzebujesz dozownika o sprawdzonej jakości, który posiada higieniczne zalety systemu bezdotykowego.

IMP Touchless to właściwy wybór

- Technologia pomp o sprawdzonej trwałości.
- Materiały dobrane pod kątem higieny.
- Bezdotykowa obsługa zwiększa higienę rękawic.
- Prosty demontaż pompy od przodu.
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- Zamykana pokrywa dostępna jako dodatkowe akcesorium.
- Przeznaczony do stosowania ze sterylnymi butelkami ClearKlens® IPA.

Obudowa


- Wysoki standard higieniczny dzięki anodowanym powierzchniom aluminiowym.
- Konstrukcja odporna na naprężenia, dedykowana do ciągłej pracy.
- Wymienna plakietka czołowa do używania w trakcie znakowania produktów.

Pompa i dozowanie

- Bezdotykowa pompa IMP ze stali nierdzewnej, kątowa rura ssawna ze stali nierdzewnej, autoklawowalna.
- Doza: ok. 1,5 ml, można zmniejszyć do ok. 0,5 ml.

Napełnianie

- Przeznaczony do stosowania z ClearKlens IPA (70% IPA, 30% WFI USP).



Kompleksowa oferta rozwiązań higienicznych ClearKlens, opracowana z myślą o specyficznych potrzebach zakładów produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym i kosmetycznym, pozwala skutecznie chronić integralność produkcji.



Wspierane w ramach BPR



Pakiet dokumentacji technicznej



Zastrzeżone formuły



Testy pod kątem obowiązujących norm unijnych

Środki myjące			
ClearKlens Solve	Alkaliczny preparat do mycia ręcznego oraz pianowego, bezpieczny dla metali lekkich.	101103248	20 L
ClearKlens Plus	Neutralny, wysokopienny detergent w płynie przeznaczony do ogólnych zastosowań. Jego zrównoważona, neutralna formuła jest szczególnie skuteczna w walce z olejami i tłuszczami. Nie zawiera fosforu ani azotu.	7513376	20 L
ClearKlens Ultra	Silny preparat, szczególnie skuteczny w usuwaniu typowych zanieczyszczeń dla farmaceutyki i kosmetyki. Nie zawiera fosforu.	7517147	20 L
ClearKlens Power	Silnie alkaliczny żelowy środek myjący.	7513372	20 L
Taski Sprint Glass	Środek myjący do różnych powierzchni szklanych.	7513049	6 x 750 ml
Środki myjąco-dezynfekujące			
Tego 2000	Amfoteryczny środek do dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Dostępny w formie koncentratu i opakowaniach sterylnych.	100885534	2 x 5 L
ClearKlens Cleansinald	Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie alkiloamin i czwartorzędowych związkach amoniowych (QUAT). Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu. Dostępny w opakowaniach sterylnych.	7513417	2 x 5 L
		100848252	10 x 1 L
Oxivir Excel Foam	Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie nadtlenu wodoru. Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu.	100966872	6 x 750 ml spray
		100984246	Chusteczki 12 x 100
		100968158	2 x 5 L
IPA 70%			
ClearKlens IPA	Środek dezynfekujący IPA.	101105066	12 x 500 ml spray
		101103548	10 x 1 L
		101105069	12 x 1 L spray
		101105065	2 x 5 L
ClearKlens IPA Swipe	Jednorazowe chusteczki myjące na bazie IPA.	100868204	Chusteczki 12 x 100
Zdenaturowany etanol (DE)			
Divosan Etha Plus	Gotowy do użycia środek myjąco-dezynfekujący 80% (potwierdzone działanie wirusobójcze).	100912911	2 x 5 L
		100912912	20 L
		100912914	950 L
ClearKlens DE	Gotowy do użycia środek myjąco-dezynfekujący 70%.	7516049	4 x 5 L
Środki sporobójcze			
ClearKlens Oxifast	Gotowy do użycia środek dezynfekcyjny, na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenu wodoru. Działanie sporobójcze w 5 min (EN13704). Dostępny w opakowaniach sterylnych.	100934612 100934614	8 x 1 L 2 x 5 L
Oxivir Sporicide	Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie nadtlenu wodoru. Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu.	100934091	6 x 750 ml spray
		100941883	Chusteczki 12 x 80
ClearKlens Bi-Spore	Sporobójczy środek dezynfekcyjny o szybkim działaniu System dwuskładnikowy generuje 50ppm dwutlenku chloru. - Działanie sporobójcze w 5 minut (EN13704) - Działanie wirusobójcze 1 min (EN 14476) Dostępny w opakowaniach sterylnych.	 100827588	Koncentrat 25 x (2 x 100 ml)

ClearKlens® Oxifast



Gwarancja wysokiej wartości

- ✓ Doskonałe działanie sporobójcze w 5 minut.
- ✓ Szerokie spektrum działania.
- ✓ Bezpieczny dla wszelkiego typu powierzchni.
- ✓ W pełni biodegradowalny.
- Szybko działający wirusobójczy i sporobójczy środek dezynfekcyjny, przeznaczony do twardych powierzchni i zewnętrznych części urządzeń w krytycznych obszarach zakładów farmaceutycznych.
- Roztwór gotowy do użycia.
- 2 lata przydatności do użycia - 700 ppm PAA.
- Kompatybilność: nadaje się do stosowania ze stalą nierdzewną, PE-HD, PP i wszystkimi materiałami powszechnie spotykanymi w przemyśle farmaceutycznym.
- Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych.
- Bezpieczny dla środowiska.



Zwalcza:

C. Albicans w 5 minut (EN 13697).

Noro, Polio And Parvovirus w 10 minut (EN 14476).

B. subtilis w 5 minut (EN 13704).

ClearKlens® Bi-Spore



Ulepsz swoje procedury dezynfekcyjne.

Używaj sporobójczego preparatu działającego już w ciągu 5 min.

- ✓ Dwuskładnikowy system do wytwarzania dwutlenku chloru.
- ✓ Przeznaczony do dezynfekcji twardych powierzchni i sprzętu.
- ✓ ClearKlens Bi-Spore przeszedł testy zgodne z normami EN przy skróconym czasie kontaktu wynoszącym zaledwie 5 minut. Jest to ważne kryterium doboru środka dezynfekcyjnego do obszarów krytycznych, gdzie czas kontaktu na mokro jest ograniczony.
- ✓ Dostępny także w formatach sterylnych.

Zwalcza:

C. Albicans w 15 min (EN 13697).

Adeno, Polio And Parvovirus w 1 min (EN 14476).

B. subtilis w 5 min (EN 13704).






Etykiety produktów ClearKlens zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania branży kosmetycznej i farmaceutycznej, zapewniając najbardziej komfortowe rozwiązania dla użytkownika.

1 Kodowanie kolorystyczne

Kolor tła etykiety odpowiada wartości pH produktu.

Produkty kwaśne są oznaczone kolorem czerwonym, neutralne - zielonym, a zasadowe - niebieskim.

Etykiety produktów niesterylnych o małych rozmiarach opakowań (<5L) są oznaczone szarym kolorem tła.



2 Oznaczenia produktów sterylnych i niesterylnych

Produkty sterylne są oznaczone ikoną „STERILE” w prawym górnym rogu. Etykiety produktów niesterylnych zawierają ikonę „NON STERILE”.

STERILE

NON STERILE

3 Pole „Data otwarcia” i „Data przydatności”

Specjalne obszary umożliwiają użytkownikom wpisanie daty otwarcia i daty przydatności.

DATE OPENED -
DATE D'OUVERTURE - DATA DE ABERTURA

DISCARD BY -
A UTILISER AVANT - VÁLIDO ATÉ

1

2

3

ClearKlens IPA VH1

Disinfectant based on IPA 70% with WFI
Désinfectant prêt à l'emploi, sur base d'alcool isopropylrique à 70%, dilué avec une eau de qualité WFI
Flüssiges Desinfektionsmittel auf Basis von 70% Isopropylalkohol mit WFI
Alcohol Isopropilico (IPA) estéril a 70% com WFI
Preparat dezynfekcyjny na bazie 70% alkoholu izopropylowego
КлерКленс ИПА - Дезинфицирующее средство

0,9 L **SKU: 7513400**

7 615400 047567

Środek do mycia i dezynfekcji o szerokim spektrum działania, przeznaczony do twardych powierzchni i nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Diversey Oxivir Excel jest wysoko stężonym, jednofazowym środkiem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania i krótkim czasie kontaktu. Dzięki opatentowanej przez Diversey formule AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) Oxivir Excel może być stosowany na twardych, nieporowatych powierzchniach, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Dostępny w postaci koncentratu, gotowego do użycia sprayu lub chusteczek.

Kluczowe właściwości

- Niszczy uporczywe wirusy otoczkowe i nieotoczkowe.
- Działa bakteriobójczo, wirusobójczo i drożdżobójczo.
- Dezynfekuje już w 30 sekund.
- Nadaje się do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka.
- Wykazuje pozytywny profil bezpieczeństwa użytkownika i powierzchni.
- Wygodny w obsłudze, nie wymaga przygotowania ani mycia.
- Skuteczny preparat do mycia.
- Bezzapachowy.
- Bezpieczny dla powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi.
- Składnik aktywny rozkłada się na wodę i tlen.
- Nie wymaga płukania.
- Trzy formy użytkowe - koncentrat, preparat gotowy do użycia oraz chusteczki pozwalają zaoszczędzić czas.

Korzyści

- Szeroki zakres działania zapewnia najwyższy poziom ochrony. Kompleksowo przetestowany pod kątem zgodności z normami europejskimi. Skutecznie walczy z wieloma niebezpiecznymi patogenami.
- Potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna.
- Doskonałe właściwości myjące, w tym zdolności usuwania i ograniczania odkładania się osadów i kamienia. Eliminuje potrzebę wstępnego mycia.
- Bezpieczny dla użytkowników jak i osób przebywających w dezynfekowanych pomieszczeniach. Nie zawiera substancji drażniących dla dróg oddechowych.
- Formuła AHP jest łagodna dla powierzchni i wydłuża okres eksploatacji sprzętu.



- ✓ Dostępny jako koncentrat, jednorazowe chusteczki lub produkt gotowy do użycia.

Oxivir Sporicide

- ✓ Działanie sporobójcze, mykobakteriobójcze, wirusobójcze, drożdżobójcze i grzybobójcze już w ciągu 1 minuty.
- ✓ Zwalcza C diff w 1 min w warunkach czystych, w 3 min w warunkach brudnych.
- ✓ Pakiet skutecznych surfuktantów zapewnia doskonałą efektywność mycia.
- ✓ Najwyższy profil bezpieczeństwa w porównaniu z wieloma innymi środkami sporobójczymi.
- ✓ Dostępny jako spray gotowy do użycia lub chusteczki jednorazowe.



Voyager

Jeśli szukasz uniwersalnego, mobilnego rozwiązania do mycia, nie szukaj już dalej. Produkty Voyager umożliwiają aplikację piany do dezynfekcji i płukania dużych powierzchni za pomocą jednego urządzenia. Wbudowana pompa Voyager zwiększa ciśnienie wody w istniejącym systemie wodociągowym. Wystarczy podłączyć urządzenie do źródła wody, energii elektrycznej i sprężonego powietrza* i zacząć korzystać z systemu efektywnego mycia. W ofercie Voyagera znajduje się szereg dodatkowych funkcji, w tym dodatkowe wyjście płuczące lub osobny iniektor piany lub środka dezynfekcyjnego z oddzielnym wyjściem, co umożliwia jednoczesną pracę dwóch osób na tym samym urządzeniu.


*Modele Voyager K posiadają własną sprężarkę dla zakładów bez zasilania sprężonym powietrzem.



Modułowe systemy płukiwania

Dysponujemy pełną gamą modułowych urządzeń do mycia powierzchni, które gwarantują, że środki pianowe, dezynfekcyjne i płuczące będą rozprowadzane, rozcieńczane i aplikowane w możliwie najbardziej wydajny oraz dokładny sposób w całym zakładzie. Łatwe w montażu i utrzymaniu, skonstruowane z wysokiej jakości materiałów oraz zaprojektowane zgodnie z najwyższymi zasadami higieny.

Wybierz jedną niezależną stację główną, dostarczającą optymalną pianę do mycia i dezynfekcji bądź zainstaluj dodatkowe satelity lub centralną stację pomp, aby utrzymać odpowiednie ciśnienie wody przeznaczonej do zasilania wielu satelit.




CENTRALNE MYCIE RĘCZNE -
Centralna stacja pomp utrzymująca ciśnienie wielu satelit



ZDECENTRALIZOWANE MYCIE RĘCZNE -
Centralne lub lokalne zasilanie w substancje chemiczne

Przykład procedury mycia



*Dostępne są preparaty niezawierające azotu i fosforu

Dlaczego warto używać średniego ciśnienia?

Efektywność podczas mycia wstępnego i płukania końcowego.

Zasady mycia:

Po płukaniu wstępnym pod średnim ciśnieniem proces mycia przeprowadzany jest poprzez nałożenie pianowego środka na wszystkie myte powierzchnie, łącznie z powierzchniami pionowymi i częściami mechanicznymi.

Wytworzona w tych warunkach piana jest w stanie pokryć detergentem obszary pomiędzy częściami mechanicznymi, które mają decydujące znaczenie dla higieny.

Korzyści związane z etapem płukania:

Podczas etapu płukania wstępnego, użycie wody pod średnim ciśnieniem (od 8 do 40 barów) pozwala na uzyskanie najbardziej efektywnych warunków w porównaniu z innymi standardowymi przedziałami ciśnienia wody (niskie ciśnienie poniżej 5 barów / wysokie ciśnienie powyżej 50 barów).

Wykorzystanie wody o średnim ciśnieniu w połączeniu z dyszami obrotowymi i stałymi zapewnia optymalne oddziaływanie mechaniczne na zabrudzenia.

Płukanie wstępne wodą pod średnim ciśnieniem zapewni lepsze rezultaty niż płukanie wstępne wodą pod niskim ciśnieniem dzięki lepszemu mechanicznemu oddziaływaniu na zabrudzenia.

Czas mycia często skraca się o połowę, a rezultaty mycia pozostają takie same. To duża korzyść, jeśli weźmiemy pod uwagę całkowity koszt mycia.

Jeśli chcemy uzyskać ten sam efekt mechaniczny, zastosowanie wody pod średnim ciśnieniem pozwala uniknąć niektórych skutków wtórnych wynikających z zastosowania wysokiego ciśnienia.

Zabrudzenia nie są rozbijane we wszystkich kierunkach, lecz są przenoszone w kierunku odpływów.

Użycie ciepłej wody jest zoptymalizowane: temperatura wody za dyszą pozostaje na tyle wysoka, że rozpuszcza zabrudzenia z tłuszczu.

Efekt mechaniczny uzyskany przy średnim ciśnieniu jest wciąż widoczny 30 cm za dyszą, co zapewnia skuteczność nawet wobec biofilmów. Efekt mechaniczny uzyskany przy wysokim ciśnieniu spada znacząco 10 cm za dyszą.

Niekontrolowane rozpylanie mikroorganizmów zmniejsza się przy średnim ciśnieniu, co ogranicza zanieczyszczenie krzyżowe powietrza, a co za tym idzie powierzchni.

W związku z tym, że zawilgocenie i wibracje maszyn podczas etapu płukania wstępnego są zdecydowanie niższe, możliwa jest redukcja kosztów konserwacji urządzeń produkcyjnych przy przejściu z wysokiego do średniego ciśnienia na etapie płukania.

Korzyści związane z etapem mycia

Urządzenie produkujące wodę pod średnim ciśnieniem i pianę poprzez automatyczne rozcieńczenie środków myjących pozwala:

- Oszczędzić czas na przygotowanie roztworów roboczych,
- Znacznie ograniczyć konieczność pracy operatorów z chemikaliami,
- Utrzymywać pod kontrolą stężenie środka myjącego, co ma bezpośredni wpływ na koszty i rezultaty mycia.



Satelita S1 SEE



Satelita S2 SEE



Satelita S4 SEE

Preparaty do mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Nikt nie wie więcej na temat CIP niż Diversey. Nasza silna pozycja i kompetencje opierają się na latach doświadczenia w branży, znajomości zastosowań, wiedzy chemicznej, inżynierii systemowej, przełomowych innowacjach i portfolio produktów światowej klasy. Począwszy od pełnej analizy Twoich potrzeb w zakresie CIP, a skończywszy na remoncie, modernizacji lub dostrojeniu istniejących instalacji bądź zaprojektowaniu oraz wdrożeniu w pełni zintegrowanego systemu CIP. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić rozwiązania, które zrewolucjonizują szybkość procesów, standardy higieny i wydajność w Twoim zakładzie.

Nasz zespół inżynierów specjalizujących się w procesach CIP usprawni operacje CIP, niezależnie od ich stopnia złożoności.

Razem z Twoim personelem dokonamy przeglądu istniejących instalacji CIP, aby dokładnie określić Twoje potrzeby.

Szeroki asortyment detergentów CIP do wszystkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni. Innowacyjne formuły naszych produktów CIP, w połączeniu z fachowością i wiedzą na temat procesów, gwarantują:

- Mniejsze zużycie energii,
- Mniejsze zużycie wody,
- Spójność procesów i powtarzalność efektów,
- Krótszy czas mycia.

Wszystkie produkty i programy obejmują pełne oszacowanie poziomu pozostałości, a także wsparcie w zakresie regulacji i walidacji.

Gama produktów niesterylnych, opracowanych z myślą o myciu i dezynfekcji zakładów produkcyjnych w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Systemy CIP

- Mycie zbiorników, kadzi i pojemników,
- Wyszczepione produkty do mycia i dezynfekcji CIP,
- Rozwiązania jednoetapowe,
- Mini CIP: pozwala na optymalizację wykorzystania wody, czasu i produktów.



Preparaty do mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Szeroka gama preparatów Diversey do mycia CIP zawiera niepienne detergenty i środki do dezynfekcji, specjalnie skomponowane do cyrkulacji w urządzeniach przemysłowych. Połączone efekty turbulencji roztworu, energii chemicznej i ciepła usuwają pozostałości osadów i mikroorganizmy z rur i z instalacji pomocniczych bez czasochłonnego demontażu i mycia ręcznego.



Wspierane w ramach BPR



Pakiet dokumentacji technicznej



Zastrzeżone formuły



Testy pod kątem obowiązujących norm unijnych

Alkaliczne detergenty do układu CIP

Do mycia instalacji zanieczyszczonych przez pasty, maści, emulsje, szczepionki i preparaty na bazie tlenku tytanu. Do mycia suchych form, w tym do tabletek, saszetek, proszków, eudragitów. Do mycia mieszalników, fermentatorów

ClearKlens Flowcert	Alkaliczny detergent usuwający zanieczyszczenia obecne w produkcji kosmetyków naturalnych i organicznych. Certyfikowany przez Ecocert.		100865820	20 L
ClearKlens Multi	Detergent-rozpuszczalnik o wysokim stężeniu na bazie rozpuszczalników organicznych i surfaktantów, o szerokim zakresie zastosowań. • Doskonale odrywa i zabiera brud. • Łatwo się wypłukuje.		100845236	20 L
ClearKlens NTC	Alkaliczny detergent o średniej mocy – wodorotlenek sodowy, sekwestranty i surfaktanty. • Skuteczny środek do mycia jednofazowego. • Niepienny. • Dostosowany do systemów CIP w warunkach dużej turbulencji.		7513363	20 L
			7519490	200 L
			7522874	950 L
ClearKlens Pro	Alkaliczny środek myjący CIP bezpieczny dla metali lekkich. • Doskonały środek myjący do szerokiego spektrum tłuszczów i olejów. • Idealny do stosowania na urządzeniach z aluminium i innych metali kolorowych. • Do stosowania w twardej wodzie.		7513362	20 L
ClearKlens Flow	Silny alkaliczny preparat. • Do stosowania w twardej wodzie. • Specjalnie opracowany z myślą o zapobieganiu osadzaniu kamienia na etapie płukania końcowego. • Skutecznie usuwa większość zanieczyszczeń organicznych.		7513367	20 L

ClearKlens Flowcert

Wysokowydajny, niepienny alkaliczny preparat do mycia układów CIP. ClearKlens Flowcert jest certyfikowany przez ECOCERT Greenlife do stosowania przy produkcji kosmetyków.

Kluczowe cechy i właściwości:

- Wysoce skuteczny w usuwaniu szerokiego spektrum zanieczyszczeń organicznych.
- Zapobiega odkładaniu się kamienia.
- Skutecznie myje układy CIP już przy niskim ciśnieniu.
- Może być stosowany w systemach automatycznego dozowania i kontroli przewodności.



Preparaty do mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Kwasowe detergenty do układu CIP

Do mycia sprzętu i powierzchni

ClearKlens ECO	Niepienny preparat odkamieniający na bazie kwasu organicznego. • Kwas cytrynowy, amidosulfonowy i glikolowy, bardzo niska zawartość fosforów i azotu. • Jego właściwości niepienne sprawiają, że nadaje się do stosowania w warunkach wysokiego ciśnienia i turbulencji. Poprawia rezultaty mycia.	7519182	20 L
		7522812	950 L
ClearKlens Scale	Okamieniający detergent na bazie kwasu fosforowego. • Bardzo skutecznie usuwa zanieczyszczenia i osady mineralne.	7513355	20 L
ClearKlens Dilac	Silny, kwasowy detergent okamieniający do linii CIP. • Bardzo skutecznie usuwa osady kamienia nieorganicznego. • Może być stosowany do pasywacji nowych instalacji CIP ze stali nierdzewnej.	7518612	20 L

Chlorowany środek do mycia/dezynfekcji

ClearKlens Deogen	Chlorowany detergent o działaniu dezynfekcyjnym do miękkiej/średnio twardej wody. • Niskopienny w warunkach dużej turbulencji. • Wysoki poziom aktywnego chloru skutecznie usuwa zabrudzenia, plamy i niepożądane zapachy. • Szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego. • Swobodne spłukiwanie, minimalizuje zużycie wody.	E7522374	20 L
-------------------	--	----------	------

Detergenty o działaniu dezynfekcyjnym do stosowania w CIP

Stosowany po myciu wstępnym aplikacji past, maści i emulsji. Do mycia i dezynfekcji mieszalników, fermentatorów

ClearKlens MEGA HP	Jednofazowy detergent o działaniu dezynfekcyjnym. • Alkaliczna formuła sekwestrantów i surfaktantów. • Skuteczna dezynfekcja bez użycia chloru. • Nadaje się do stosowania w miękkiej i twardej wodzie.	7519460	20 L
--------------------	--	---------	------

Dodatki

ClearKlens Kristalle	Niskopienny dodatek ułatwiający dyspersję i usuwanie plam. • bez azotu i fosforu.	7513380	20 L
Divosan HS 35	Preparat dezynfekcyjny na bazie nadtlenu wodoru przeznaczony dla zakładów farmaceutycznych. Rekomendowany szczególnie do dezynfekcji natryskowej w technologiach aseptycznego rozlewu.	G11855	20 L
		G11856	200 L
		100954210	972 L
ClearKlens Copper Plus	Niskopienny, alkaliczny dodatek do alkalicznych środków do stosowania w układach CIP. • Szczególnie skuteczny w walce z wysokim poziomem pozostałości produktu (pigułki, leki, oleje mineralne, wosk itp.). • Może być stosowany samodzielnie.	7519183	20 L



ClearKlens® DSP - Program selekcji detergentów

Program selekcji detergentów pozwala dobrać skutecznie procedury i preparaty chemiczne do mycia konkretnych zabrudzeń, przyspieszając opracowanie standardowej procedury mycia (SOP).

Dzięki ClearKlens® DSP możesz dobrać najlepszy środek i procedurę mycia do danego rodzaju zabrudzenia. Skorzystaj z usług zespołu ekspertów, którzy określą Twoje indywidualne potrzeby i wybiorą najbardziej efektywne rozwiązanie, biorąc pod uwagę dostępne w zakładzie media i całą ofertę ClearKlens®.

Wystarczy wysłać próbkę zanieczyszczenia.

Następnie zostanie ona przekazana zespołowi technicznemu DSP do oceny. Centrum techniczne przetestuje różne chemiczne preparaty myjące i procedury myjące, a następnie sporządzi raport, w którym określi najlepszą metodę mycia. Raport ten może być następnie wykorzystany do opracowania procedury mycia w oparciu o zdefiniowane parametry, w tym rodzaj substancji chemicznej, stężenie, czas mycia, temperaturę, metodę mycia i jakość wody.




Przykład DSP

Waga płytki	Waga zanieczyszczonej płytki (g) przed badaniem	Zanieczyszczenie (mg/cm ²)	Waga płytki po badaniu (g)	Usunięte zanieczyszczenia (mg/cm ²)	Skuteczność mycia (%)
57.93	58.64	30.11	57.93	30.11	100

Podsumowanie najlepszych rezultatów mycia po 15 minutach.

Aplikacja	Detergent (5% v/v)	Dodatek (1% v/v)	pH
CIP	ClearKlens NTC VH18L	Booster	Alkaliczne
CIP	ClearKlens NTC VH18L	ClearKlens Multi	Alkaliczne
CIP	ClearKlens Multi	-	Alkaliczne
CIP	ClearKlens Dilac	-	Kwasowe
CIP	ClearKlens Kristalle	-	Neutralne



Diversey Hygiene Academy pozwala wdrażać i zarządzać szkoleniami. Dzięki niej nasza wiedza staje się częścią Twoich procesów.

Diversey e-Learning Management Systems

- Dostęp do najnowszej platformy szkoleniowej opartej na chmurze ułatwiającej administrowanie szkoleniami dla pracowników.
- Odciążenie budżetu na szkolenia.
- Zapewnienie doskonałych możliwości szkoleniowych dla pracowników.

Rozwiązanie oparte na chmurze, dopasowane do potrzeb Twojej działalności

Twórz, drukuj i podpisuj certyfikaty szkoleniowe oraz określaj czas na ich ukończenie.

Najnowsza technologia oparta na chmurze, która poprawia komfort użytkowania i skraca do minimum czas konfiguracji.

Weryfikuj zaangażowanie uczestników i przekazuj wyniki pracownikom oraz przełożonym.

Nie jest wymagane żadne oprogramowanie ani drogi sprzęt.

Oszczędzaj czas i redukuj koszty tradycyjnych szkoleń.



Personalizacja za pomocą własnego logo i marek.

Szerokie możliwości raportowania w celu monitorowania zaangażowania, efektywności i postępów pracowników.

Wyzwanie

Woda odgrywa kluczową rolę w procesie produkcyjnym. Jako jeden z najważniejszych zasobów naturalnych woda i monitorowanie jej zużycia stały się integralną częścią odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Rozważne wykorzystywanie wody stało się koniecznością niezależnie od tego, czy celem jest osiągnięcie optymalnych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy optymalizacja kosztów.

Holistyczne podejście do zarządzania zużyciem wody może ograniczyć wykorzystanie wody i ilość ścieków nawet o 30%. Ponieważ woda stanowi średnio 30% kosztów mediów w zakładzie produkcji żywności i napojów*, pozytywne skutki finansowe mogą być równie istotne, co realizacja celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Rozwiązanie

Korzystając z Diversey AquaCheck możesz zoptymalizować zużycie wody i kontrolować koszty, a także stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla pracowników. Jednocześnie dowiesz się, gdzie nadmiernie zużywa się wodę, a to - jeśli zostanie odpowiednio skorygowane - przyniesie oszczędności w kosztach mediów.

* Na podstawie wyników uzyskanych przez Diversey. Występują różnice między zakładami. Wpływ na dany obiekt zostanie obliczony w ramach początkowej analizy AquaCheck.



30%
średni udział
opłat za wodę
w całkowitych
opłatach za media*

Korzyści


Dzięki Diversey AquaCheck możesz:

- Ograniczyć zużycie wody,
- Mierzyć i monitorować wszystkie obszary, w których może dochodzić do nadmiernego zużycia wody,
- Ograniczyć konieczność uzdatniania wody i ścieków, co dodatkowo wpłynie na poprawę wyników ekonomicznych i kwestii związanych z ochroną środowiska,
- Określić w jakim stopniu wprowadzone usprawnienia podnoszą efektywność,
- Przypisać odpowiednie priorytety obszarom wymagającym poprawy i podjąć odpowiednie kroki,
- Porównać swoje wyniki do średniej w branży wykorzystując narzędzia analityczne Diversey AquaCheck.

Najlepsza w klasie optymalizacja układu CIP:

Korzystając z audytu Diversey CIPCheck otrzymasz dokładną analizę zużycia mediów i preparatów chemicznych oraz czasu mycia, która pozwoli na identyfikację potencjalnych usprawnień. Na podstawie zebranych danych eksperci Diversey opracują i wdrożą działania korygujące, które pozwolą osiągnąć natychmiastowe oszczędności w zużyciu mediów utrzymując, a niejednokrotnie poprawiając standardy w zakresie higieny.

75%
stacji CIP pracuje na
ustawieniach fabrycznych
bez optymalizacji
fabrycznych



SURE- siła natury

W 100% biodegradowalne produkty myjące na bazie roślinnej, opracowane z myślą o jak najlepszych rezultatach.

Dzięki przyjaznym dla środowiska składnikom produkty SURE spełniają wszystkie wymogi w zakresie codziennej pielęgnacji zakładów i higieny osobistej.



Mycie i dezynfekcja powierzchni

SURE Cleaner Disinfectant Spray Gotowy do użycia detergent o działaniu dezynfekcyjnym do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni.

SURE Cleaner Disinfectant (Conc) Gotowy do użycia, skoncentrowany detergent o działaniu dezynfekcyjnym do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni.

SURE Cleaner & Degreaser Skoncentrowany, wysoko wydajny środek odtłuszczający do mycia wszystkich mocno zanieczyszczonych powierzchni. Nadaje się również do intensywnego mycia podłóg oraz do demontażu nawierzchni.

Środki myjące i dezynfekujące do ochrony osobistej

SURE Hand Wash Free Bezzapachowy i niebarwiący, łagodny i skuteczny środek do mycia rąk.

SURE Antibac Hand Wash Antybakteryjny środek do mycia rąk przeznaczony do dozownika Soft Care. Zapewnia najwyższe standardy dezynfekcji.



Soft Care®

Profesjonalne mycie rąk staje się proste z gamą produktów, które odpowiadają wszystkim potrzebom w zakresie higieny osobistej.

- Najlepsze formuły o sprawdzonej i przetestowanej skuteczności.
- Innowacyjne rozwiązania, które działają we wszystkich obszarach zastosowań.
- Dermatologicznie przetestowane formuły.
- Produkty o uniwersalnym kodzie kolorystycznym.
- Dostępne w formie płynu i pianki o przyjemnych zapachach.

SoftCare

Mycie/higiena			
SURE Hand Wash	Łagodnie pachnące mydło do rąk zawierające substancje czynne pochodzenia roślinnego - nie zawiera parabenów ani konserwantów.	100938652	4 x 1,3 L
Soft Care All Purpose	Idealny do rąk, ciała i włosów. Delikatny zapach.	100938558	4 x 1,3 L
Soft Care All Purpose Foam	Idealny do rąk, ciała i włosów. Delikatny zapach.	100940173	4 x 1,3 L
Soft Care Derasoft	Krem nawilżający do rąk.	100938654	4 x 1,3 L
Dezynfekcja			
Soft Care Des E	Bezzapachowy i niebarwiący roztwór wodno-alkoholowy na bazie etanolu.	100938828	4 x 1,3 L
		101104233	50 x 500 ml
		101104026	2 x 5 L
Soft Care Med	Bezzapachowy i niebarwiący roztwór wodno-alkoholowy zawierający środki nawilżające.	100938826	4 x 1,3 L
2 w 1 – mycie i dezynfekcja			
Soft Care Sensisept	Bezzapachowe i niebarwiące mydło dezynfekujące.	100938856	4 x 1,3 L

Dozownik IntelliCare™ zaprojektowany do produktów w płynie, pianowych lub kremowych. Możliwość wyboru dawki produktu do dozowania (duża lub mała).

Inteligentne opakowanie 1,3 L, które pozwala:

- Kontrolować poziom produktów dzięki opatentowanej konstrukcji butelki, która zapada się od tyłu,
- Zmniejszyć ilość odpadów dzięki łatwo składanym wkładom,
- Łatwo wymienić wkłady.

Intellicare

Dozowniki		
Hybrid Soft Care All Purpose	Czarny D7524179	4 x 1,3 L
	Biały D7524180	4 x 1,3 L
Manual	Czarny D7524177	4 x 1,3 L
	Biały D7524178	4 x 1,3 L



Higiena zakładu - TASKI

TASKI®

Najłatwiejszy sposób na perfekcyjną higienę zakładu

Środki chemiczne Diversey są doskonałe same w sobie i w połączeniu z naszymi maszynami dają najlepsze możliwe rezultaty.

Maszyny i sprzęt

Maszyny TASKI czyszczą dokładnie i skutecznie, jednocześnie zmniejszając zużycie wody, środków chemicznych i energii. Przeszły jedno z najbardziej rygorystycznych testów w branży w najtrudniejszych warunkach i okazały się niezwykle trwałe.



Chemiczne produkty czyszczące

Diversey oferuje pełną gamę rozwiązań higienicznych dopasowanych do procedur higienicznych w Twoim zakładzie.



Podłogi



Powierzchnie



Szkło



Intellibot



Mobilne stacje robocze



Mopy i ściereczki z mikrofibry

Notatki

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notatki

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



Działalność Diversey ma na celu **ochronę i troskę** o ludzi, poprzez zapewnianie wiodących rozwiązań higienicznych i zapobieganie infekcjom. Diversey był i zawsze będzie **pionierem** i dostawcą **najnowocześniejszych technologii**.

Nieustannie dostarczamy **innowacyjne** rozwiązania w zakresie mycia, sprzątania i higieny, zapewniające **najwyższe standardy** we wszystkich obsługiwanych sektorach. Obejmują one produkty czyszczące, systemy i usługi, które kompleksowo integrują chemikalia, urządzenia i programy konsultingowe. To czyni nas **wyjątkowymi** wśród wiodących światowych firm zajmujących się myciem i higieną.

Wszystko co robimy służy spełnieniu potrzeb naszych klientów i opiera się na przekonaniu, że mycie i higiena to podstawy **zdrowego i bezpiecznego życia**.

Dzięki ponad **95-letniemu doświadczeniu** wspieramy firmy naszych klientów, przyczyniając się do poprawy produktywności, obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych i ochrony wizerunku.

Siedziba główna firmy Diversey znajduje się w Fort Mill w Stanach Zjednoczonych. Po więcej informacji odwiedź **www.diversey.com.pl** lub śledź nas w mediach społecznościach.

